



ACIDO
POLIGLICÓLICO
GLICOSORB®

GLICOSORB

ÁCIDO POLIGLICÓLICO

El ácido poliglicólico es un polímero del ácido glicólico. Es una sutura sintética trenzada a precisión de finos hilos del mismo calibre, que garantizan una alta resistencia, buena aceptación en los tejidos, así como una excelente suavidad. Recubierto por policaprolactona y estearato de calcio.

TIPO DE ABSORCIÓN

Por acción hidrolítica.

COLOR

Violeta o incoloro.

ESTRUCTURA

Trenzada.

CALIBRES

USP 8/0 a USP 2.

ESTERILIZACIÓN

Óxido de etileno.



APLICACIÓN

Está indicada para usarse en todo tipo de aproximación de tejidos incluyendo en la cirugía oftálmica. Excepto en tejidos, neurológicos, cardiovasculares y en microcirugía.

PRESENTACIÓN

- Disponible en cajas de 12, 24 y 36 unidades.

GLICOSORB

ÁCIDO POLIGLICÓLICO

REDONDA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
HR 15 1/2 circ. 15 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.	GS0712.J	GS0812.J	GS0912.J	GS1012.J	GS1112.J		
HR 20 1/2 circ. 20 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.	GS0714.J	GS0814.J	GS0914.J	GS1014.J	GS1114.J	GS1314.J	
HR 25 1/2 circ. 25 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.		GS0815.J	GS0915.J	GS1015.J	GS1115.J	GS1315.J	GS1415.J
			90 cm.			GS0915.L	GS1015.L			GS1415.L
HR 30 1/2 circ. 30 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.			GS0916.J	GS1016.J	GS1116.J	GS1316.J	GS1416.J
HR 35 1/2 circ. 35 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.			GS0917.J	GS1017.J	GS1117.J	GS1317.J	GS1417.J
			90 cm.				GS1017.L	GS1117.L	GS1317.L	GS1417.L
			100 cm.							GS1417.M
HR 40 1/2 circ. 40 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.				GS1018.J	GS1118.J	GS1318.J	GS1418.J
			90 cm.						GS1318.L	GS1418.L
HR 50 1/2 circ. 50 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.						GS1346.J	GS1446.J
			90 cm.						GS1346.L	GS1446.L
FR 26 5/8 circ. 26 mm.		Violeta Trenzada	70 cm.					GS1192.J		

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
HS 15 1/2 circ. 15 mm.	Violeta Trenzada	70 cm.		GS0805.J	GS0905.J					
	Incolora Trenzada	45 cm.		GN0805.G						
HS 20 1/2 circ. 20 mm.	Violeta Trenzada	70 cm.		GS0806.J	GS0906.J	GS1006.J	GS1106.J			

GLICOSORB

ÁCIDO POLIGLICÓLICO

CORTANTE



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE							
			6 - 0	5 - 0	4 - 0	3 - 0	2 - 0	0	1	2
HS 25 1/2 circ. 25 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.			GS0907.J	GS1007.J	GS1107.J			
HS 30 1/2 circ. 30 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.						GS1308.J		
HS 35 1/2 circ. 35 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.						GS1309.J	GS1409.J	
HS 40 1/2 circ. 40 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.								GS1510.J
DS 10 3/8 circ. 10 mm. 	Violeta Trenzada	45 cm.	GS0721.G	GS0821.G						
		70 cm.	GS0721.J	GS0821.J						
	Incoloro Trenzada	70 cm.	GN0721.J	GN0821.J						
DS 13 3/8 circ. 13 mm. 	Incoloro Trenzada	70 cm.				GN1022.J				
DS 15 3/8 circ. 15 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.	GS0723.J	GS0823.J	GS0923.J	GS1023.J	GS1123.J			
	Incoloro Trenzada	70 cm.	GN0723.J	GN0823.J	GN0923.J	GN1023.J				
DS 20 3/8 circ. 20 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.	GS0724.J	GS0824.J	GS0924.J	GS1024.J	GS1124.J	GS1324.J		
	Incoloro Trenzada	70 cm.		GN0824.J	GN0924.J	GN1024.J				
DS 25 3/8 circ. 25 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.		GS0825.J	GS0925.J	GS1025.J	GS1125.J	GS1325.J	GS1425.J	
	Incoloro Trenzada	45 cm.			GN0925.G	GN1025.G				
		70 cm.				GN1025.J				
DS 30 3/8 circ. 30 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.				GS1026.J	GS1126.J	GS1326.J	GS1426.J	GS1526.J
DS 40 3/8 circ. 40 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.								GS1590.J
GS 60 Recta 60 mm. 	Violeta Trenzada	70 cm.				GS1019.J				

GLICOSORB

ÁCIDO POLIGLICÓLICO

ESPATULADA



AGUJA TAGUM	COLOR Y ESTRUCTURA	LONGITUD	CALIBRE				
			10 - 0	8 - 0	7 - 0	6 - 0	5 - 0
VLZ 8 (2 ag.) 1/4 circ. 8 mm. 	Violeta Trenzada	45 cm.				GS0764ZG	GS0864ZG
DLZ 6.2 (2 ag.) 3/8 circ. 6.2 mm. 	Violeta Trenzada	45 cm.		GS0554ZG			
DLZ 6.4 (2 ag.) 3/8 circ. 6.4 mm. 	Violeta Trenzada	20 cm.	GS0353ZD				
		45 cm.		GS0553ZG	GS0653ZG		
DLZ 7 (2 ag.) 3/8 circ. 7 mm. 	Violeta Trenzada	45 cm.			GS0663ZG		